



Sonsbeekweg 38 | 6814 BD Arnhem
T +31 (0)26 4463 175
E: info@fysiotek.nl | I: www.fysiotek.nl
AGB: 76.086090

Onderhoudsinstructies therapeutisch elastische kousen

Wassen

Was de therapeutisch elastische kous(en) tenminste 3 keer per week zodat de kous zo lang mogelijk de meest optimale compressie blijft geven. Indien een kous onvoldoende frequent wordt gewassen zal de kwaliteit van het garen en de vezels afnemen en de kans op afzakken toenemen.

Wasmachine

Therapeutisch elastische kousen kunnen in de wasmachine op een fijn wasprogramma worden gewassen. De kous kan met een neutraal of fijnwasmiddel worden gewassen. Wasverzachter mag daarbij niet worden gebruikt. De maximale temperatuur waarop een kous kan worden gewassen bedraagt 40 graden Celsius. Ter bescherming van het breiwerk is het raadzaam om de kous(en) in een was netje te stoppen alvorens deze worden gewassen.

Handwas

Kousen kunnen ook met de hand worden gewassen. Gebruik hierbij eveneens een fijn of neutraal wasmiddel en spoel de kousen grondig na. Na het wassen mogen de kousen niet worden uitgewrongen. Om het drogen te bespoedigen kan de kous met enige kracht in een dikke (bad)handdoek worden gerold en vervolgens los, buiten direct zonlicht, worden opgehangen.

Siliconenboord

Wanneer u in het bezit bent van een kous met siliconenboord is het aan te bevelen om de kous voor het wassen binnenste buiten te keren. De boord kan ook met de hand worden schoongemaakt met warm water, een washandje en eventueel een klein beetje (hand)zeep.

Was label

Controleer de symbolen die op het textieletiket vermeld staan voordat u een wasprogramma selecteert. Er zijn fabrikanten die andere verzorgingsaanwijzingen op het etiket vermelden dan hierboven vermeld staat. Volg in dat geval de aanwijzingen op die op het etiket staan.